


Aspen Tri-Point™ FSO

INTENDED FOR ADULT PATIENTS
DUAL CONFIGURATION KIT AVAILABLE
FOR BI-LATERAL CONFIGURATION



ASPEN MEDICAL PRODUCTS

6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202, USA
800-295-2776 · 949-681-0200 · aspenmp.com



ENGLISH		ESPAÑOL		DEUTSCH		ITALIANO		FRANÇAIS		中文	
1	TOOLS NEEDED	HERRAMIENTAS NECESARIAS	BENÖTIGTES WERKZEUG	STRUMENTI NECESSARI	Outils nécessaires						
	- Phillips Screwdriver - Chalk/Marking Device - Bending Bars (May be required)	- Destornillador Phillips - Tiza/Dispositivo para Marcar - Barras Flexibles (Puede ser necesario)	- Kreuzschlitz-Schraubendreher - Kreide/Stift zum Markieren - Biegeleisten (werden unter Umständen benötigt)	- Cacciavite Phillips - Strumento per la scrittura con gesso/marcatura - Barre flessibili (potrebbero essere necessarie)	- Tournevis Phillips - Craie/marqueurs - Barres de torsion (peut-être être requises)			- 十字螺丝刀 - 粉笔/打标设备 - 压弯杆 (可能需要)			
	The universal strut assembly is designed to be malleable and can be bent by hand or with bending bars.	El ensamblaje del puntal universal está diseñado para ser maleable y se puede doblar a mano o con barras flexibles.	Die Universal-Stützkonstruktion ist formbar und kann von Hand oder mit Biegeleisten gebogen werden.	I componenti universali del montante sono studiati per essere malleabili e possono essere piegati con le mani o mediante le barre di flessione.	La tige universelle est conçue pour être malléable et peut être courbée à la main ou à l'aide de barres de torsion.			万向支架组件在设计时考虑了可延展性，也可以用手或用弯曲杆对其进行弯曲。			
2	PREPARE THORACIC PAD	PREPARACIÓN DE LA ALMOHADILLA TORÁCICA	VORBEREITUNG DES THORAXPOLSTER	PREPARAZIONE DEL CUSCINETTO TORACICO	PRÉPARER LE COUSSINET THORACIQUE			准备胸垫			
	To adjust thoracic pad height, use a Phillips screwdriver to remove the two screws. You will reinstall screws following adjustment to desired location.	Para ajustar la altura de la almohadilla torácica, quite los tornillos utilizando un destornillador Phillips. Deberá volver a colocarlos después de ajustar hasta donde deseé.	Um die Höhe des Thoraxpolsters anzupassen, verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und entfernen Sie die beiden Schrauben. Die Schrauben werden nach der Anpassung wieder an der gewünschten Stelle angebracht.	Per regolare l'altezza del cuscinetto toracico, utilizzare un cacciavite Phillips per rimuovere le due viti. Le viti saranno reinstallate successivamente per la regolazione nella posizione desiderata.	Pour ajuster la hauteur du coussinet thoracique, utilisez un tournevis Phillips afin d'enlever les deux vis. Vous les réinstallerez après l'ajustement à l'endroit souhaité.			要调整胸垫的高度, 使用十字螺丝刀拆卸相应的两颗螺丝。你重新安装螺丝如下调整到需要的位置。			
3	ADJUST THORACIC PAD HEIGHT	AJUSTE DE LA ALTURA DE LA ALMOHADILLA TORÁCICA	ANPASSUNG DER HÖHE DES THORAXPOLSTERS	REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL CUSCINETTO TORACICO	AJUSTER LA HAUTEUR DU COUSSINET THORACIQUE			调整胸垫高度			
	With the iliac pad in place at patient's midline, and resting on the iliac crest, adjust thoracic pad height. The thoracic pad should be approximately 2 inches beneath the patient's underarm to avoid discomfort when seated. If needed, the thoracic pad can also be angled.	Con la almohadilla ilíaca en la línea media del paciente y apoyado sobre la cresta ilíaca, ajuste la altura de la almohadilla torácica. La almohadilla torácica debe estar a unas 2 pulgadas debajo de la axila del paciente para evitar molestias cuando esté sentado. Si es necesario, la almohadilla torácica también se puede doblar.	Passen Sie die Höhe des Thoraxpolsters so an, dass das Beckenpolster an der Mittellinie des Patienten und dem Beckenkamm anliegt. Das Thoraxpolster sollte sich etwa 5 cm unter dem Unterrarm des Patienten befinden, um unangenehme Sitzpositionen zu vermeiden. Bei Bedarf kann das Thoraxpolster auch abgewinkelt werden.	Con il cuscinetto dell'ilio sulla linea media del paziente, poggiato sulla cresta iliaca, regolare l'altezza del cuscinetto toracico. Il cuscinetto toracico si dovrebbe posizionare circa 5 cm al di sotto dell'ascella del paziente per evitare fastidi quando è seduto. Se necessario, il cuscinetto toracico può anche essere angolato.	Une fois le coussinet iliaque en place sur la ligne médiane du patient et sur la crête iliaque, régler l'altitude du coussinet thoracique. Le coussinet thoracique devrait être placé à environ 2 pouces (5 cm) sous l'avant-bras du patient afin d'éviter la moindre gêne en position assise. Si nécessaire, le coussinet thoracique peut également être orienté.			髂骨垫放置在患者的体中线并倚靠髂嵴，随后即可调整胸垫的高度。胸垫应该位于患者腋窝下方约2英寸，这样可以避免坐下时发生不适。如果需要的话，也可以倾斜胸垫的角度。			
	Note: The universal strut assembly can be fit on the left or right side of the patient.	Nota: El ensamblaje del puntal universal se puede colocar del lado izquierdo o derecho del paciente.	Hinweis: Die Universal-Stützkonstruktion kann sowohl auf der rechten als auch der linken Seite des Patienten angebracht werden.	Nota: I componenti universali del montante si possono adattare sia alla parte destra che a quella sinistra del paziente.	Remarque: La tige universelle peut être disposée sur le côté gauche ou droit du patient.			注意: 万向支架组件可以适合于患者的左、右任何一侧。			
Not made with natural rubber latex.		No está hecho con látex de goma natural.		Ohne Naturkautschuklatex.		Non realizzato con lattice di gomma naturale.		Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.		并非采用天然胶乳制造。	

ENGLISH		ESPAÑOL		DEUTSCH		ITALIANO		FRANÇAIS		中文	
4	UNLOCK TROCHANTER STRUT	DESBLOQUEO DEL PUNTAL PARA EL TROCÁNTER	TROCHANTER-STÜTZE ENTSCHEIDEN	SBLOCCO DEL MONTANTE DEL TROCANTERE	DÉVERROUILLER LA TIGE TROCHANTERIENNE						
	Remove and save angle locking screw from trochanter strut, which will allow you to position trochanter pad in desired location.	Quite y guarde el tornillo de cierre del ángulo del puntal del trocánter, lo que permitirá colocar la almohadilla del trocánter en la posición deseada.	Entfernen Sie die Feststellschraube von der Trochanter-Stütze, um das Polster in die richtige Position bringen zu können und bewahren Sie die Schraube auf.	Rimuovere e mettere da parte la vite di bloccaggio dell'angolo del montante del trocantere, ciò consentirà di collocare il cuscinetto nella posizione desiderata.	Retirez et mettez de côté la vis de blocage de l'angle de la tige trochanterienne qui vous permettra de positionner le coussinet trochantérien à l'endroit souhaité.						
5	POSITION TROCHANTER PAD	COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA PARA EL TROCÁNTER	POSITIONIERUNG DES TROCHANTER-POLSTER	POSIZIONAMENTO DEL CUSCINETTO DEL TROCANTERE	POSITIONNER LE COUSSINET TROCHANTERIEN						
	With iliac pad at patients midline and resting on iliac crest, angle the trochanter strut to achieve a desired pad position and replace the lock screw. The pad should fit flush against the body.	Con la almohadilla ilíaca en la línea media del paciente y apoyado sobre la cresta ilíaca, coloque el montante del trocánter para lograr una posición deseada de la almohadilla y reemplazar el tornillo de cierre. La almohadilla debe quedar ajustada contra el cuerpo.	Positionieren Sie das Beckenpolster auf der Mittellinie und den Beckenkamm des Patienten auf und richten Sie die Trochanter-Stütze aus bis die gewünschte Polsterposition erreicht ist. Setzen Sie die Feststellschraube wieder ein. Das Polster sollte bündig auf dem Körper aufliegen.	Con il cuscinetto dell'ilio sulla linea media del paziente e poggiato sulla cresta iliaca, angolare il montante del trocánter per ottenere la posizione del cuscinetto desiderata. Il cuscinetto dovrebbe adattarsi contro il corpo.	Avec le coussinet iliaque sur la ligne médiane du patient et reposant sur la crête iliaque, orientez la tige trochanterienne afin d'obtenir la position souhaitée.						
6	REMOVE SLACK	TENSIÓN	BAND ENTFERNEN	RIMUOVERE IL LASCO	ENLEVAR LES FLOTTEMENTS						
	Before applying brace, position pull tabs close to the posterior panel and fully extend brace.	Antes de aplicar la faja, posicione las pestías de ajuste cerca del panel posterior y extienda completamente la faja.	Bevor Sie die Stütze anpassen, positionieren Sie die Zugstrebe nahe der hinteren Platte und breiten Sie die Stütze komplett aus.	Prima di applicare il tute, posizionare le lingue vicino al pannello posteriore ed aprire il tute completamente.	Avant d'appliquer l'orthèse, placez les tirants contre le panneau postérieur et étendez l'orthèse au maximum.						
7	STRUT ASSEMBLY PLACEMENT	COLOCACIÓN DEL ENSAMBLAJE DEL PUNTAL	ANLEGEN DER STÜTZKONSTRUKTION	POSIZIONAMENTO DEI COMPONENTI DEL MONTANTE	POSITIONNEMENT DE LA TIGE						
	Apply belt to patient.	Coloque el cinturón al paciente.	Legen Sie den Gurt um den Patienten.	Applique la ceinture sur le patient.	Appliquez la ceinture sur le patient.						
		Place the universal strut assembly over the belt with thoracic & trochanter pads in place. With chalk, create 4 marks on upper and lower edges of belt where aluminum struts land.	Bringen Sie die Universal-Stützkonstruktion über dem Gurt an und achten Sie dabei darauf, dass sich Thorax- und Trochanter-Polster in den richtigen Positionen befinden. Mit Kreide, erzeugen Sie 4 Markierungen an den oberen und unteren Rändern des Gurts, wo die Aluminiumstützen ansetzen.	Posizionare i componenti universali del montante sulla cintura con i cuscini del trocantere e toracico in posizione. Con il gesso, creare 4 segni sul margine superiore e inferiore della cintura nei punti in cui si appoggia il montante in alluminio.	Posizionare i componenti universali del montante sulla cintura con i cuscini del trocantere e toracico in posizione. Con il gesso, creare 4 segni sul margine superiore e inferiore della cintura nei punti in cui si appoggia il montante in alluminio.						

	ENGLISH	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	FRANÇAIS	中文	ENGLISH	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	FRANÇAIS	中文	
8		ATTACH STRUT ASSEMBLY	SUJECCIÓN DEL ENSAMBLAJE DEL PUNTAL	ANPASSEN DER STÜTZKONSTRUKTION	COLLEGAMENTO DEI COMPONENTI DEL MONTANTE	FIXER LA TIGE	装好支架组件		TIGHTEN AND ADJUST	APRIETE Y AJUSTE	FESTZIEHEN UND ANPASSEN	STRINGERE E REGOLARE	SERRER ET AJUSTER
9		ATTACH TENSION STRAPS	SUJECCIÓN DE LAS CORREAS DE TENSIÓN	ANBRINGEN DER SPANNGURTE	COLLEGAMENTO DELLE CINGHIE DI TENSIONAMENTO	ATTACHER LES SANGLES DE TENSION	调整胸垫高度		CONFIRM COMFORT	CORROBORACIÓN DE LA COMODIDAD	SICHERSTELLUNG DES KOMFORTS	VERIFICA DEL COMFORT	VÉRIFIER LE CONFORT
10		PLACE LATERAL PANEL	COLOCACIÓN DEL PANEL LATERAL	ANBRINGEN DER SEITENPLATTE	POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO LATERALE	PLACER LE PANNEAU LATERAL	调整胸垫高度		REMOVING BRACE	RETIRO DE LA FAJA	ENTFERNEN DER STÜTZE ENTFERNEN	RIMOZIONE DEL TUTORE	ENLEVER L'ORTHÈSE
11		APPLY THE BRACE	COLOCACIÓN DE LA FAJA	ANBRINGEN DER STÜTZE	APPLICAZIONE DEL TUTORE	APPLIQUER L'ORTHÈSE	调整胸垫高度		IDENTIFY CORRECT SIDE	RETIRO DE LA FAJA	ENTFERNEN DER STÜTZE ENTFERNEN	IDENTIFICACION DEL LATO CORRECTO	IDENTIFIER LE CÔTÉ APPROPRIÉ
12		COMPRESS BELT	COMPRESIÓN DEL CINTURÓN	FESTZURREN DES GURTS	COMPRESSE DELL'A CINTURA	COMPRESSER LA CEINTURE	调整胸垫高度		INSTALL CHEST PAD	IDENTIFICACIÓN DEL LADO CORRECTO	IDENTIFIZIERUNG DER RICHTIGEN SEITE	POSIZIONAMENTO DEL CUSCINETTO PETTORALE	INSTALLER LE COUSSINET PECTORAL
A									POSITION CHEST PAD	COLOCACIÓN DE LA ALMOHADILLA PARA EL PECHO	POSITIONIERUNG DES BRUSTPOLSTERS	POSIZIONAMENTO DEL CUSCINETTO PETTORALE	POSITIONNER LE COUSSINET PECTORAL
B													
Sizing Guide		Small 24 to 30 in. (61 to 76 cm)	Medium 29 to 35 in. (74 to 89 cm)	Large 34 to 40 in. (86 to 102 cm)	Extra Large 39 to 45 in. (99 to 114 cm)								

LIMITED WARRANTY
Aspen Medical Products, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or parts.
Aspen Medical Products shall have no obligation under this limited warranty in the event:
(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;
(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products are inserted into the product; or
(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.
Warning: To ensure proper use, please review all material.
A listing of authorized distributors in your area is available upon request.

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. PERMANENT INJURY MAY RESULT FROM USE OTHER THAN AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

