



The Classic



GB Operating features

ES Características de funcionamiento

DE Operative funktionen

FR Caractéristiques de fonctionnement

NL Bedieningsfuncties

GB Magnetic tip and dressing post

ES Punta magnética y vestidor post

FR Embout magnétique et le pansement post

DE Magnetische spitze und dressing post

NL Magnetische tip en dressing post


GB Grooved jaw

ES Mandíbula ranurado

FR Mâchoires à gorge


DE Greiferbacken mit riefen

NL Gegroefde jaw



HA6126 26"/66cm Classic

HA6132 32"/81cm Classic



GB Sturdy handle

ES Asa resistente

FR Poignée robuste

DE Stabiler griff

NL Stevig handvat

GB Hooked trigger (dressing)

ES Disparador para vestirse con gancho

FR Accroché trigger de pansement

DE Süchtig auslöser für dressing

NL Vastgehaakt trigger voor dressing



GB - Do not use for picking up items above 60°C - Do not use as a walking aid

- Do not lift objects greater than 1kg

ES - No lo utilice para recoger objetos con temperatura superior a 60 - No lo utilice como andador - No lo utilice para levantar objetos de más de 1kg

FR - Ne pas utiliser pour ramasser des objets au-dessus de 60 degrés C - Ne pas utiliser comme dispositif d'aide à la marche - Ne pas soulever d'objets qui pèsent plus de 1 kilogramme

DE - Greifen Sie Keine Gegenstände, die heißer also 60oC sind - Nicht als Gehhilfe verwenden - Greifen Sie Keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 1kg

NL - Niet gebruiken voor het oppakken van objecten met een temperatuur boven 60°C - Niet gebruiken als loophulpmiddel of wandelstok - Til Geen objecten op die zwaarder zijn dan 1kg



The Helping Hand Company Ltd
Bromyard Road, Ledbury
HR8 1NS, United Kingdom



INTERNATIONAL ASSOCIATES
AUDITING & CERTIFICATION LTD
The Black Church, St. Mary's Place,
Dublin, D07 P4AX Ireland



The Helping Hand Company

Product is 82% recyclable

Tel: +44 (0)1531 635678

www.HHADLEssentials.co.uk

sales@HelpingHand.co.uk

HX80063GB_2_July_2021